



PROF DESINFETANTE

Descrição

Prof Desinfetante é um desinfetante de uso geral superconcentrado com poderosa ação bactericida e germicida, indicado para desinfecção de superfícies e pisos em áreas institucionais. Pela sua elevada concentração de princípios ativos a base quaternários de amônio, Prof Desinfetante deve ser utilizado em todos os ambientes e locais de risco, principalmente em vestiários, banheiros em indústrias, escolas, shopping centers, supermercados e locais públicos. Indicado para áreas institucionais.

Composição

cloreto de benzalcônio: 0,96%, Tensoativo não iônico, clarificante, fragrância, corante, espessante, opacificante* e veículo.

Especificações Técnicas

Aparência	: líquido azul / violeta / azul opaco*
pH	: (7 ± 1)
Densidade	: (1,00 ± 0,05) g/mL
Fragrâncias	: Eucafresh, Floral e Talco*
Solubilidade em água	: total
Biodegradável	
Não inflamável	

Modo de Usar

Na desinfecção de ralos, vasos e louças sanitárias, use o produto diluído 1:50 partes de água, deixando agir por 10 minutos.

Na limpeza de pisos, ladrilhos, azulejos e superfícies esmaltadas ou pintadas, use uma solução de 1 litro de *Prof Desinfetante* para 350 litros de água.

Ação bactericida: *Staphylococcus aureus* e *Salmonella choleraesuis*:

Tempo de atuação: 10 minutos.

Precauções

Produto Risco II -**ATENÇÃO**.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evite contato com os olhos e a pele. Caso haja contato com os olhos e pele, lavar imediatamente com água corrente em abundância por até 15 minutos.

Em caso de ingestão, não provoque vômito faça beber água em abundância. Em todos os casos acima, procure imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias.

Apresentação

Caixa com 2 bombonas graduadas de 5 litros.

Autorização MS/ANVISA Nº 3.02.467-2

Produto registrado na ANVISA/MS nº 324670029